

LOS INMUNOBLOT DE IGENEX ESTABLECEN EL ESTÁNDAR

AHORA DISPONIBLE PARA LYME, TBRF,
BARTONELLA Y BABESIA

SIGUE LA CIENCIA QUE HACE A LOS INMUNOBLOT DE IGENEX SUPERIORES

Los InmunoBlot de IGeneX utilizan proteínas recombinantes en lugar de proteínas de fuentes naturales.

La tecnología de ADN recombinante proporciona un método más eficiente para obtener grandes cantidades de proteínas.

Además, mediante el uso de tecnología recombinante, los científicos de IGeneX pueden crear secuencias de ADN que no existirían naturalmente en circunstancias normales, lo que lleva a pruebas más sensibles y específicas

VENTAS DE LOS INMUNOBLOT DE IGENEX

- ✓ Permite la identificación de una amplia gama de especies
- ✓ Detecta múltiples especies en una sola prueba
- ✓ Detecta el espectro completo de la enfermedad: enfermedad temprana, activa y en etapa tardía
- ✓ Puede hacerse específico para género y especie
- ✓ Evita la necesidad de visualizar portaobjetos de vidrio a través de un microscopio
- ✓ Vuelve obsoleto el Western blot y la IFA

P O S I T I V O




Los científicos clínicos de IGeneX mezclan la muestra de un paciente con la tira de InmunoBlot para realizar la prueba. Se desarrolla un precipitado de color púrpura oscuro en los complejos antígeno-anticuerpo. La cantidad y la ubicación de los antígenos se controlan mediante un proceso similar a la impresión, lo que mejora la consistencia y la especificidad. Una muestra se considera positiva si hay dos o más bandas presentes.

LA DIFERENCIA ES CLARA

El ImmunoBlot reemplaza al Western blot. Los Western blot son borrosas, difíciles de leer y conducen a un diagnóstico erróneo. Los ImmunoBlots son claros, precisos y mucho más fáciles de interpretar.

Western blot



MUCHO MEJOR QUE LANZAR UNA MONEDA

Las pruebas de dos niveles comunes tienen una sensibilidad de apenas por encima del 50%, porque solo detectan una especie de *Borrelia*, *B. burgdorferi B31*.

El ImmunoBlot de IGeneX detecta anticuerpos para ocho especies distintas de *Borrelia*.

PRUEBAS ESTÁNDAR

✓ *B. burgdorferi B31*

IMMUNOBLOT DE IGENEX

- ✓ *B. burgdorferi B31*
- ✓ *B. burgdorferi 297*
- ✓ *B. californiensis*
- ✓ *B. mayonii*
- ✓ *B. afzelii*
- ✓ *B. garinii*
- ✓ *B. spielmanii*
- ✓ *B. valaisiana*

Pruebas de Dos Niveles
57.6%

Competidor más cercano
66%

ImmunoBlots de IGeneX

93%

Fuente: Waddell LA, Greig J, Mascarenhas M, Harding S, Lindsay R, Ogden N (2016) The Accuracy of Diagnostic Tests for Lyme Disease in Humans. PLoS ONE 11(12): e0168613.

SUCURSALES NACIONALES DEL CENAREM

Corporativo Ciudad de México

Av barranca del muerto #28, Col Credito Constructor
Delegación Benito Juárez
CP: 03940, Ciudad de México, México

Sucursal Estado De México Plaza Naucalli (Pediátrico)

Boulevard De La Santa Cruz #166, Local 4-c
Col Santa Cruz Acatlán
CP: 53150, Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México

Sucursal Manuel Acuña Matriz Jalisco

Av Manuel Acuña #2493
Col Ladrón de Guevara
CP: 45050, Guadalajara, Jalisco

Sucursal San Jorge (Pediátrico)

Calle San Jorge #510, local 2
Col Seattle
CP: 45150, Zapopan, Jalisco

Sucursal Plaza Ubika Nueva Galicia

Prolongación Mariano Otero #1519, Plaza Ubika Nueva Galicia, Local 23
Col La Tijera
CP: 45645 Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco

Sucursal Tijuana

Bld. Gustavo Diaz Ordaz #13251, Plaza las Palmas, Local B4
Col La escondida, Delegación La Meza
CP: 22106, Tijuana, B. C.

Sucursal Monterrey Matriz

Av Constitución #2000 Interior "A"
Dol Obispado
CP: 64060, Monterrey, N.L.

Sucursal Monterrey

Av Simon Bolivar #917
Col Mitras Sur
CP: 64020, Monterrey, N.L.

Sucursal Los Mochis Matriz Sinaloa

Bld Jiquilpan #615, Interior "B"
Col Jiquilpan
CP: 81220, Los Mochis, Sinaloa

Sucursal Los Mochis Javier Mina

Calle Javier Mina #101, Local #2
Col Centro
CP: 81200, Los Mochis, Sinaloa

Sucursal Culiacán

Rafael Buelna #396 Pte
Col Centro Culiacán
CP: 80000, Sinaloa

Sucursal Puebla

Av Pinos #5701
Col Santa Cruz Buenavista
CP: 72150, Puebla, Puebla